

# Termómetro digital

Manual de usuario



 **VitalCHECK**  
balans**PLUS**

# Manual de usuario

Documento número: VCTD

Número de versión: VCTD.1

Última revisión: 06/2024

Modelo: DMT-4726

## Indicaciones de uso

Los termómetros digitales están pensados para medir la temperatura del cuerpo humano en modo oral, rectal o axilar. Estos dispositivos son reutilizables para uso clínico o doméstico en personas de todas las edades, incluidos niños menores de 8 años con la supervisión de un adulto.

## Advertencia

- ⚠ Lea atentamente este Manual de usuario antes de utilizar el termómetro digital.
- ⚠ Peligro de asfixia: la tapa del termómetro y la pila pueden ser mortales en caso de ingestión. No permita que los niños utilicen este dispositivo sin la supervisión de sus padres o adultos.
- ⚠ No utilice el termómetro en el oído. El termómetro está diseñado únicamente para lecturas orales, rectales y axilares. No coloque la pila del termómetro cerca de fuentes de calor extremo, ya que podría explotar.
- ⚠ Retire la pila del dispositivo cuando no vaya a utilizarlo durante mucho tiempo.
- ⚠ El uso de las lecturas de temperatura para el autodiagnóstico es peligroso. Consulte a su médico para la interpretación de los resultados. El autodiagnóstico puede provocar el empeoramiento de enfermedades existentes.
- ⚠ No intente realizar mediciones cuando el termómetro esté mojado, ya que podría obtener lecturas inexactas. No muerda el termómetro. De lo contrario, podría romperse o lesionarse.
- ⚠ No intente desmontar o reparar el termómetro. De lo contrario, las lecturas podrían ser inexactas.
- ⚠ Después de cada uso, desinfecte el termómetro, especialmente si lo utiliza más de una persona.
- ⚠ No fuerce el termómetro en el recto. Detenga la inserción y aborte la medición cuando sienta dolor. De lo contrario, podrían producirse lesiones.
- ⚠ No utilice el termómetro por vía oral después de haberlo usado por vía rectal.
- ⚠ En el caso de niños de dos años o menos, no utilice los dispositivos por vía oral.
- ⚠ Si el dispositivo se ha almacenado a temperaturas por debajo o por encima de 5°C~40°C, déjelo a 5°C~40°C de temperatura ambiente durante unos 15 minutos antes de utilizarlo.
- ⚠ El uso de este equipo adyacente o apilado con otros equipos debe evitarse porque podría resultar en un funcionamiento incorrecto. Si tal uso es necesario, este equipo y el otro deben ser observados para verificar que funcionan normalmente.
- ⚠ Los equipos portátiles de comunicaciones por RF (incluidos los periféricos, como cables de antena y antenas externas) no deben utilizarse a menos de 30 cm de cualquier parte del dispositivo, incluidos los cables especificados por el FABRICANTE. De lo contrario, podrían degradarse las prestaciones de este equipo.
- ⚠ No está previsto su uso en entornos muy altos en oxígeno y en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire, oxígeno u óxido nítrico.
- ⚠ No exponga el termómetro a la luz solar directa, de lo contrario la precisión se verá afectada.
- ⚠ El termómetro no debe limpiarse ni desinfectarse mientras esté en uso.

## Lea atentamente antes de utilizar el producto

Este termómetro digital proporciona una lectura rápida y muy precisa de la temperatura corporal de una persona. Para comprender mejor sus funciones y proporcionar años de resultados fiables, lea primero este Manual de usuario.

Este dispositivo cumple las siguientes normas:

ISO 80601-2-56 Equipos electromédicos - Parte 2-56: requisitos particulares para la seguridad básica y el funcionamiento esencial de los termómetros clínicos para la medición de la temperatura corporal.

EN 60601-1-11 Equipos electromédicos - Parte 1-11: requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial - Norma colateral: requisitos para equipos electromédicos y sistemas electromédicos utilizados en el entorno sanitario doméstico y que cumple los requisitos de las normas EN 60601-1-2(EMC), IEC/EN60601-1 (Seguridad). Además, el fabricante cuenta con la certificación ISO 13485.



### PRECAUCIONES


- El rendimiento del dispositivo puede degradarse si se produce una o más de las siguientes situaciones:
  - Uso fuera de los márgenes de temperatura y humedad indicados por el fabricante.
  - Almacenamiento fuera del intervalo de temperatura y humedad indicados por el fabricante.
  - Por un impacto (por ejemplo, una caída) o el deterioro del sensor.
  - La temperatura del paciente está por debajo de la temperatura ambiente.
- Las comunicaciones de radiofrecuencia portátiles y móviles pueden afectar al dispositivo. El dispositivo requiere precauciones especiales en relación con la compatibilidad electromagnética (CEM), de acuerdo con la información sobre CEM proporcionada en los documentos adjuntos.
- No utilice los dispositivos en el entorno de resonancia magnética.

### Explicación de símbolos

	Atención		Corriente Directa		Pieza aplicada tipo BF		Fabricante
	Fecha de fabricación		Número de serie		Consulte el Manual de usuario		Símbolo general de reciclaje
	Representante autorizado en la CE				Limitación de presión atmosférica		
	Limitación de humedad en almacenamiento y transporte 15%~95%HR				Limitación de humedad en almacenamiento y transporte 15%~95%HR		
	El marcado de conformidad CE 0197 representa el número de identificación del Organismo Notificado				Deseche las pilas vacías en los lugares de recogida adecuados de acuerdo con la normativa nacional o local para proteger el medio ambiente		
IP 27	El núm. 2 proporciona protección contra la entrada de objetos sólidos de más de 12. mm, como los dedos humanos y el núm. 7 indica que el dispositivo está protegido contra la inmersión temporal en agua hasta 1 m de profundidad.				Producto sanitario		

## Contenido

1 Termómetro - 1 Manual de usuario - 1 Estuche de almacenamiento - 1 pila de 3,0 V CC



## °C/°F Intercambiable

Las lecturas de temperatura están disponibles en la escala Celsius o Fahrenheit (°C/°F; situado en la esquina superior derecha de la pantalla LCD). Con la unidad apagada, mantenga pulsado el botón On/Off durante aproximadamente 3 segundos para cambiar el ajuste actual.


## Instrucciones

1. Pulse el botón On/Off situado junto a la pantalla LCD. Sonará un tono mientras se muestra la pantalla seguida de la última temperatura registrada. El termómetro está ahora en el modo de medición.



2. Coloque el termómetro en el lugar deseado (boca, recto o axila).

a) **Uso oral:** Coloque el termómetro debajo de la lengua como indica la posición "√" que se muestra en la figura. Cierre la boca y respire uniformemente por la nariz para evitar que el aire inhalado/exhalado influya en la medición.



b) **Uso rectal:** Lubrique la punta plateada del sensor con vaselina para facilitar la inserción. Inserte suavemente el sensor aproximadamente 1 cm (menos de 1/2") en el recto.

c) **Uso axilar:** Seque la axila. Coloque el sensor en la axila y mantenga el brazo firmemente presionado a un lado. Desde un punto de vista médico, este método siempre proporcionará lecturas inexactas, y no debe utilizarse si se requieren mediciones precisas.

3. El símbolo de grado parpadea durante todo el proceso de medición. Cuando deje de parpadear, sonará una alarma durante aproximadamente 10 segundos. La lectura medida aparecerá simultáneamente en la pantalla LCD. El tiempo mínimo de medición hasta el tono de señalización (pitido) debe mantenerse sin excepción. La medición continúa incluso después del aviso sonoro. Por lo tanto, para obtener un mejor resultado en la medición de la temperatura corporal, se recomienda mantener el sensor en la boca y el recto unos 2 minutos, o en la axila unos 5 minutos, independientemente de la señal acústica, y se debe mantener un intervalo de medición de al menos 30 segundos.

**\*Nota:** Normalmente los zumbidos son "Bi-Bi-Bi- Bi-"; la alarma pita más rápidamente cuando la temperatura alcanza 37,8°C (100°F) o más, y los zumbidos son "Bi-Bi-Bi— Bi-Bi-Bi— Bi-Bi-Bi—".

4. Para prolongar la vida útil de la batería, pulse el botón On/Off para apagar la unidad una vez finalizada la prueba. Si no se realiza ninguna acción, la unidad se apagará automáticamente después de unos 10 minutos.


## Modo memoria

1. Encienda el termómetro.
2. Realice una medición y cuando el resultado se muestre en la pantalla pulse y mantenga pulsado el botón On/Off hasta entrar en el Modo memoria.
3. Pulse de nuevo el botón para comprobar cíclicamente las 10 últimas memorias.
4. Mantenga pulsado el botón On/Off durante 3 segundos para salir del Modo memoria.

## Tecnología de indicación de la línea de fiebre

Al final de cada medición, la flecha triangular de la pantalla indicará el color verde, amarillo o rojo según el rango de temperatura obtenido.

Indicaciones de la flecha triangular:



Ejemplo:



**Nota:** Si la temperatura es inferior a  $35,8^{\circ}\text{C}$  ( $96,4^{\circ}\text{F}$ ), la flecha triangular no se mostrará.

## Solución de problemas

Mensaje de error	Problema	Solución
Lo	La temperatura tomada es inferior a $32,0^{\circ}\text{C}$ ( $89,6^{\circ}\text{F}$ ).	Apague, espere un minuto y tome una nueva temperatura mediante un contacto preciso y un reposo suficiente.
Hi	La temperatura tomada es superior a $42,9^{\circ}\text{C}$ ( $109,2^{\circ}\text{F}$ ).	Apague, espere un minuto y tome una nueva temperatura mediante un contacto preciso y un reposo suficiente.
Err	The system is not functioning properly.	Retire la batería, espere un minuto y vuelva a colocarla. Si el mensaje vuelve a aparecer, póngase en contacto con el servicio técnico.
	Batería agotada: el icono de la batería parpadea, no mide.	Sustituya la pila.

## Sustitución de la batería

1. Sustituya la pila cuando "" aparezca en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD.
2. Coloque un objeto fino, como una moneda, en el relleno de la tapa. Gire la cubierta en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la pila salga (véase la figura 1).
3. Utilice un instrumento no metálico, como un bolígrafo, para extraer la pila usada del portapilas (véase la figura 2). Deseche la batería de acuerdo con la legislación local.
4. Coloque una pila nueva CR2032 de 3,0 V CC en el compartimento con el polo positivo hacia arriba (véase la figura 3).

Use el método del punto 2 para enroscar la tapa de nuevo hasta que el icono del candado "" coincida con el icono de la flecha "" (véase la figura 4).




Figura 1




Figura 2




Figura 3



Figura 4

## Calibración

El termómetro se calibra inicialmente en el momento de su fabricación.

## Limpieza y desinfección

1. Sumergir el sensor del termómetro en agua destilada durante al menos 1 minuto.
2. Con un paño limpio y suave, limpie el termómetro para eliminar cualquier residuo.
3. Repita los pasos 1 y 2 tres veces hasta que no se vea suciedad en la inspección visual después de la limpieza.
4. Para una limpieza y desinfección a fondo, utilice el método A o B.
  - Método A (desinfección de alto nivel): sumerja el sensor del termómetro en OPA (O-Ftaldehído) al 0,55%, como por ejemplo CIDEX OPA, durante al menos 12 minutos a temperatura de 20°C.
  - Método B (desinfección de bajo nivel): usando un paño limpio y suave humedecido en alcohol médico al 70%, limpie el sensor 3 veces, al menos un minuto por cada vez.
5. Repita los pasos 1 a 3 para eliminar los residuos de OPA.

**Nota 1:** No se recomienda el uso rectal para uso doméstico ya que el OPA no estará fácilmente disponible fuera de un hospital. Si es necesaria la medición rectal, recomendamos encarecidamente la desinfección de alto nivel.

**Nota\*:** Por favor, opere de acuerdo al manual de OPA como referencia.

Para evitar daños en el termómetro, tenga en cuenta y observe lo siguiente:

- No utilice benceno, disolvente de pintura, gasolina u otros disolventes fuertes para limpiar el termómetro.
- No intente desinfectar el sensor de detección (punta) del termómetro sumergiéndola en alcohol, OPA o en agua caliente (agua de más de 50°C (122°F)) durante mucho tiempo.
- No utilice el lavado ultrasónico para limpiar el termómetro.

## Garantía y Servicio postventa

1. Se proporcionarán 3 años de garantía después de la fecha de compra o desde la entrega del producto en caso de ser posterior.
2. La empresa no podrá proporcionar servicio técnico bajo la garantía del dispositivo si se da alguno de los siguientes casos:
  - El mal funcionamiento causado por desmontar y modificar el dispositivo.
  - El mal funcionamiento interno del dispositivo causado por una caída.
  - El mal funcionamiento causado por el uso inadecuado o la falta de cuidado diligente.
  - El mal funcionamiento causado por no seguir el manual de usuario.
  - Fallos causados por desastres naturales, como inundaciones o incendios.
  - El mal funcionamiento causado por reparar el dispositivo por cuenta del usuario o un servicio técnico no autorizado.
3. Por favor, muestre su factura de compra o tarjeta de garantía en caso de necesitar servicio técnico.
4. Rogamos que se ponga en contacto con la empresa vendedora en caso de necesitar servicio técnico.
5. Cobraremos un cargo razonable cuando reparamos algunas averías que estén fuera del servicio de garantía, previo presupuesto aceptado por el cliente.
6. Se podrá elegir entre la reparación o la sustitución del producto, siempre que la opción elegida resulte objetivamente posible y no sea económicamente desproporcionada. Para ello, se considerará desproporcionada la opción elegida cuando suponga costes que no sean razonables, teniendo en cuenta el valor del producto, la escasa relevancia de la falta de conformidad o si la otra opción puede realizarse sin mayores inconvenientes para el usuario".

El identificador del software se refiere al documento Informe de validación del software. El código del archivo es JYRJ210524001 y la versión del archivo es AO.



La eliminación de este producto y de las pilas usadas debe llevarse a cabo de acuerdo con la normativa local o nacional para la eliminación de productos electrónicos.

## Información sobre compatibilidad electromagnética

Este dispositivo cumple los requisitos CEM de la norma internacional IEC 60601-1-2. Los requisitos se cumplen en las condiciones descritas en la tabla siguiente.

Este dispositivo es un producto médico eléctrico y está sujeto a medidas de precaución especiales con respecto a la CEM que deben publicarse en las instrucciones de uso. Los equipos de comunicaciones HF portátiles y móviles portátiles y móviles pueden afectar al dispositivo.

El uso del dispositivo junto con accesorios no homologados puede afectar negativamente al dispositivo y alterar la compatibilidad electromagnética.

Este dispositivo no debe utilizarse directamente junto a otros equipos eléctricos o entre ellos.


**Tabla 1**

<b>Orientaciones y declaración del fabricante - Emisión electromagnética</b>		
Este dispositivo está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del dispositivo debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.		
<b>Ensayo de emisiones</b>	<b>Conformidad</b>	<b>Entorno electromagnético - orientación</b>
Emisiones RF CISPR 11	Grupo 1	Este dispositivo utiliza energía de radiofrecuencia sólo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen interferencias en equipos electrónicos cercanos.
Emisiones RF CISPR 11	Clase B	Este dispositivo es apto para su uso en todos los establecimientos, incluidos los domésticos y los conectados directamente a la red pública de suministro eléctrico de baja tensión que abastece a los edificios utilizados con fines domésticos.
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	No aplica	
Fluctuaciones de tensión / emisiones flicker IEC 61000-3-3	No aplica	

**Tabla 2**

<b>Orientación y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética</b>			
Este dispositivo está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del dispositivo debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.			
<b>Prueba de inmunidad</b>	<b>Nivel de ensayo IEC 60601</b>	<b>Nivel de conformidad</b>	<b>Entorno electromagnético - guía a nivel de ensayo</b>
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV aire	± 8 kV contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV aire	Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas de cerámica de descarga (ESD). Si los suelos están recubiertos de material sintético, la humedad relativa debe ser del 30 % como mínimo.
Transitorios electrostáticos / ráfagas (CE 61000-4-4)	± 2 kV para líneas de alimentación 100 kHz de frecuencia de repetición ± 1 kV para líneas de entrada/salida	N/A	N/A
		N/A	N/A
Caídas de tensión, interrupciones y variaciones de tensión en las líneas de entrada de la fuente de alimentación IEC 61000-4-11	<b>0%UT</b> (100 % inmerso en UT) para 0.5 ciclos a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, y 315° <b>0%UT</b> (100 % inmerso en UT) para 1 ciclo a 0° <b>70%UT</b> (30 % inmerso en UT) para 25/30 ciclos a 0° <b>0%UT</b> (100 % inmerso en UT) para 250/300 ciclos a 0°	N/A	N/A
Frecuencia de alimentación (50/60 Hz) campo magnético IEC 61000-4-8	30 Nm, 50/60Hz	30 Nm, 50/60Hz	Los campos magnéticos de frecuencia de potencia deben estar a los niveles característicos de una ubicación típica en un entorno comercial u hospitalario típico. IEC 61000-4-8.



<p>RF conducida IEC 61000-4-6</p>	<p>3 Vrms 150 kHz a 80 MHz 6 Vrms 150 kHz a 80 MHz fuera de bandas ISM</p>	<p>N/A</p>	<p>Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles no deben utilizarse más cerca de cualquier parte de este dispositivo, incluidos los cables, a una distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.</p> <p>Distancia de separación recomendada</p> $d = \left[ \frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[ \frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80\text{MHz to } 800\text{MHz}$ $d = \left[ \frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800\text{MHz to } 2,7\text{GHz}$ <p>donde "P" es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y "d" es la distancia de separación recomendada en metros (m).</p> <p>Las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos, según determinadas por un estudio electromagnético del emplazamiento, "a" debe ser inferior al nivel de conformidad en cada gama de frecuencias "b".</p> <p>Pueden producirse interferencias en las proximidades de equipos marcados con el siguiente símbolo:</p> 
<p>RF radiada IEC 61000-4-3</p>	<p>10 V/m 80 MHz a 2.7 GHz</p>	<p>10 V/m</p>	

**NOTA 1:** En 80 MHz y 800 MHz, se aplica la gama de frecuencias más alta.

**NOTA 2:** Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.

"a" Las bandas ISM (industrial, científica y médica) comprendidas entre 0,15 MHz y 80 MHz son 60765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; y 40,66 MHz a 40,70 MHz. Las bandas de radioaficionados entre 0,15 MHz y 80 MHz son 1,8 MHz a 2,0 MHz, 3,5 MHz a 4,0 MHz, 5,3 MHz a 5,4 MHz, 7MHz a 7,3MHz, 10,1 MHz a 10,15MHz, 14MHz a 14,2MHz, 18,07MHz a 18,17MHz, 21,0 MHz a 21,4 MHz, 24,89 MHz a 24,99 MHz, 28,0 MHz a 29,7 MHz y 50,0 MHz a 54,0 MHz.

"b" Los niveles de conformidad en las bandas de frecuencias ICM entre 150 kHz y 80 MHz y en la gama de frecuencias de 80 MHz a 2,7 GHz tienen como objetivo disminuir la probabilidad de que los equipos de comunicaciones móviles/portátiles puedan causar interferencias si se introducen inadvertidamente en las áreas de pacientes. Por este motivo, se ha incorporado un factor adicional de 10/3 a las fórmulas utilizadas para calcular la distancia de separación recomendada para los transmisores en estas gamas de frecuencias.

"c" Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para radiotelefonos (móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, emisiones de radio AM y FM y emisiones de TV no pueden predecirse teóricamente con exactitud.

Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de RF fijos, debe considerarse la posibilidad de realizar un estudio electromagnético del emplazamiento. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que se utiliza el dispositivo supera el nivel de cumplimiento de RF aplicable indicado anteriormente, se debe observar el dispositivo para verificar su funcionamiento normal.


Si se observa un funcionamiento anormal, puede ser necesario tomar medidas adicionales, como reorientar o reubicar el dispositivo.

"d" En la gama de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

**Tabla 3**

<b>Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles y el dispositivo</b>			
Este dispositivo está diseñado para su uso en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones de radiofrecuencia radiada estén controladas. El cliente o el usuario del dispositivo pueden ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles (transmisores) y este dispositivo, tal como se recomienda a continuación, en función de la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.			
Potencia máxima nominal del transmisor W	<b>Distancia de separación en función de la frecuencia del transmisor (m)</b>		
	150 kHz a 80 MHz $d = \left[ \frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = \left[ \frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz a 2.7 GHz $d = \left[ \frac{Z}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.04	0.07
0.1	0.37	0.12	0.23
1	1.17	0.35	0.7
10	3.7	1.11	2.22
100	11.7	3.5	7.0
<p>Para los transmisores con una potencia de salida máxima no indicada anteriormente, la distancia de separación recomendada "d" en metros (m) puede calcularse utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde "P" es la potencia de salida máxima nominal del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.</p> <p><b>NOTA 1:</b> En 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para la gama de frecuencias más alta.</p> <p><b>NOTA 2:</b> Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.</p>			

**Tabla 4**

<b>Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones inalámbricas por RF</b>					
Este dispositivo está diseñado para su uso en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones de RF radiada estén controladas. El cliente o el usuario del dispositivo pueden contribuir a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones inalámbricas por RF y el dispositivo, tal como se recomienda a continuación, en función de la potencia de salida máxima de los equipos de comunicaciones.					
385	1.8	0.3	27	27	Los equipos de comunicaciones inalámbricas por radiofrecuencia no deben utilizarse más cerca de cualquier parte del dispositivo incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.  Distancia de separación recomendada:  $E = \frac{6}{d} \sqrt{P}$ donde "P" es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y "d" es la distancia de separación recomendada en metros (m).  Las intensidades de campo del transmisor de RF fijo, determinadas mediante un estudio electromagnético del emplazamiento, deben ser inferiores al nivel de conformidad en cada gama de frecuencias. Pueden producirse interferencias en las proximidades de los equipos marcados con el siguiente símbolo:  
450	2	0.3	28	28	
710	0.2	0.3	9	9	
745					
780					
810	2	0.3	28	28	
870					
930					
1720	2	0.3	28	28	
1845					
1970					
2450	2	0.3	28	28	
5240	0.2	0.3	9	9	
5500					
5785					


**Nota 1:** Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

**ADVERTENCIAS**

- Este dispositivo no debe utilizarse cerca o encima de otros equipos electrónicos como teléfonos móviles, transceptores o productos de radiocontrol. Este dispositivo debe ser observado para verificar su funcionamiento normal.
- El uso de accesorios y cable de alimentación distintos de los especificados, con excepción de los cables vendidos por el fabricante del equipo o sistema como piezas de repuesto para componentes internos, puede provocar un aumento de las emisiones o una disminución de la inmunidad del equipo o sistema.


**Termómetro digital - Digital Thermometer**

Modelo: DMT-4726 Ref.: BPTD-24

 **JOYTECH Healthcare Co., Ltd.** N° 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou City, 311100 Zhejiang, P. R. China.

 **Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)**

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

 0197 El producto cumple con los requisitos de MDD 93/42/EEC, "0197" es el número de identificación del organismo notificado.





Información de contacto y servicio

**930 011 850**